



LIFTBITE

FACIAL REMODELING

*Una palestra personalizzata per il viso
per un'azione profonda
contro i segni del tempo*

Il sistema Liftbite contrasta gli effetti dell'invecchiamento fisiologico del volto attivando in modo specifico e mirato la muscolatura del viso e del collo.

Il sistema Liftbite in sintesi

Il viso è continuamente in attività e il suo aspetto si modifica con il tempo: basta confrontare le proprie fotografie per notare di anno in anno differenze anche significative.

Con l'avanzare dell'età alcune zone del viso si svuotano perdendo tono e massa, si evidenziano pieghe e solchi, mentre la pelle, divenuta meno elastica, cede verso il basso a causa della forza di gravità: **viso e collo cambiano gradualmente** a discapito dell'armonia e della bellezza tipica della giovinezza.

I progressivi cambiamenti della fisionomia, non più legati alla crescita, vengono percepiti come inevitabili effetti dell'età che avanza.

In realtà **è possibile controllare in modo naturale l'aspetto del proprio viso**, così come è possibile migliorare e tonificare il proprio fisico: come accade per il resto del corpo infatti, anche il viso con un allenamento specifico è in grado di contrastare con efficacia i segni del tempo ritrovando distensione, volume, tono e naturale giovinezza.



Il sistema Liftbite

Il sistema Liftbite è un programma innovativo composto da strumenti intraorali e protocolli di attivazione muscolare, finalizzati a realizzare un **lifting facciale attivo** attraverso l'allenamento bilanciato della muscolatura del viso e del collo.

Sicuro, efficace e di pratico uso, viene progettato su indicazione del Medico Specialista dopo un'attenta analisi strutturale e funzionale del viso.

Attraverso un programma personalizzato, il sistema Liftbite consente di raggiungere significativi risultati sia estetici che funzionali in tempi rapidi: i vuoti, le pieghe nasolabiali, le rughe di espressione si riducono e guance, profilo, collo, mento e contorno labbra si rassodano.

Il tono muscolare viene così ritrovato, il contorno del viso meglio definito e le linee di espressione progressivamente contrastate.

L'epidermide risponde al recupero dei volumi muscolari **distendendosi in modo rapido ed evidente**: il volto ritrova così plasticità, espressività e proporzione.

Un viso tonico e allenato oltre a recuperare in bellezza, ammortizza meglio gli effetti dello stress recuperando stabilità **anche a vantaggio del sistema cranico e cervicale**.

Il programma Liftbite, oltre a tonificare la parte inferiore del viso, comprende tecniche finalizzate al rilassamento della parte superiore del volto e dei muscoli della testa e del collo, con positivi risultati sulle cefalee di natura muscolare e sui disturbi cervicali.

Il miglioramento della circolazione e del drenaggio, legato all'attività muscolare, ravviva inoltre la pelle migliorando il trofismo dei tessuti, attenua i rigonfiamenti della zona oculare e rinforza il cuoio capelluto.

Ogni viso è unico e come tale va trattato e curato: per questo la tecnica Liftbite si compone di strumenti e protocolli rigorosamente individuali.

Il Liftbite interviene valorizzando le caratteristiche di un sistema raffinato e potente: il viso come il resto del corpo è una macchina davvero straordinaria in grado se ben allenata, di garantire risultati rapidi e duraturi sia estetici che funzionali.



Perché utilizzare il Sistema Liftbite?

Saper portare con eleganza i segni del tempo è una dote preziosa e rara che trova diretto nutrimento nella ricchezza interiore e nella capacità di apprezzare ciò che si è e ciò che si ha. Chi vive di questa armonia sa che **nulla si improvvisa** e che uno dei segreti sta nel sapersi prendere cura di quanto la natura ci ha dato.

Prendersi cura di sé significa anche accogliere e dare risposta al desiderio sempre più diffuso di mostrare gli anni che ci si sente e non necessariamente quelli riportati sui documenti d'identità.

Tale desiderio trova ragione d'essere nel **bisogno di sentirsi a proprio agio** quale presupposto per stare bene con gli altri. In questa direzione curare, rispettare e valorizzare il proprio volto, combattendo gli effetti del tempo, diventa sempre più importante.

Il viso infatti rappresenta ben più di una semplice parte del corpo.

È il nostro biglietto da visita, il modo in cui comunichiamo anche senza volerlo, l'espressione della nostra energia e vitalità. Per questo è oggetto di interesse, cura e costante attenzione nell'aspettativa che possa mantenersi giovane, tonico, aperto, espressivo ed armonioso.

Il sistema Liftbite risponde a queste aspettative in modo naturale e in tempi rapidi intervenendo direttamente sulle cause della progressiva alterazione della fisionomia intervenendo direttamente sulle cause muscolari della progressiva alterazione della fisionomia.

Cos'è il Liftbite?

Il Liftbite è un **attivatore muscolare intraorale**.

Si presenta come un piccolo apparecchio termoplastico personalizzato da collocare tra le arcate dentali.

Viene prodotto in **due colori diversi** a seconda dell'azione prevista: **Liftbite rosso per la fase attiva del trattamento, Liftbite azzurro per la fase di mantenimento**.

Viene **progettato per ogni paziente** a seguito di un'attenta analisi del volto sia estetica che funzionale, finalizzata a mettere a fuoco e correggere gli inestetismi legati alla perdita del tono muscolare del viso e del collo.

Utilizzato **per pochi minuti al giorno**, nella fase attiva della terapia, o durante il sonno, nella fase di mantenimento, funziona da palestra personalizzata per il viso, modellando progressivamente il volto attraverso l'esecuzione di semplici ma specifici esercizi prescritti sulla base della situazione di partenza e dei risultati estetici che si intendono raggiungere.

Lo spessore differenziato del Liftbite, la sua specifica forma e la consistenza del materiale, impostati in linea con le esigenze estetiche e funzionali del viso, permettono di **ottimizzare la risposta dei muscoli facciali** per contrastare i segni del tempo in modo diretto ed efficace attraverso un allenamento mirato e bilanciato.

WWW.LIFTBITE.COM



Per chi è indicato?

Il sistema Liftbite è indicato per chiunque voglia **combattere l'invecchiamento fisiologico dei tessuti** ridando a viso e collo proporzione, volume, tono e giovinezza, rispettando e valorizzando la naturale caratteristica della propria fisionomia.

Il Liftbite è inoltre indicato per intervenire sul tono muscolare facciale recuperando forma ed espressività a **positivo rinforzo dei trattamenti di medicina e chirurgia estetica**.

Indicazioni

- Invecchiamento fisiologico del viso e del collo
- Dimagrimento
- Perdita del tono muscolare
- Inestetismi del viso come pieghe, solchi e rughe di espressione
- Irregolarità dell'ovale del viso
- Asimmetrie del volto su base muscolare
- Lineamenti particolarmente scarni

Risultati

- Rimodellamento e ristrutturazione del viso
- Sviluppo dei volumi muscolari secondo le esigenze personali
- Riduzione delle rughe grazie alla distensione della cute legata alla presenza di nuovi volumi
- Luminosità e trofismo dei tessuti dovuta alla maggiore ossigenazione
- Rilassamento e distensione dei muscoli deputati all'apertura del viso
- Maggiore stabilità del sistema cranico cervicale
- Recupero di una naturale espressività e mobilità facciale anche a positivo rinforzo dei risultati ottenuti attraverso la medicina e la chirurgia estetica.

Come si utilizza?

Mentre si lavora al computer, leggendo un libro, davanti alla tv, svolgendo le faccende domestiche, nei periodi di relax, prima di coricarsi, **ogni momento può trasformarsi in un'occasione per fare nuovamente lavorare in modo armonico ed efficace i muscoli del volto** e del collo tonificando il collo e la parte inferiore del viso e rilassando la parte superiore.

Collocato tra i denti e utilizzato per pochi minuti al giorno, secondo le indicazioni del Medico Specialista, il Liftbite agisce con successo sulla plasticità del volto, correggendo gli effetti del tempo e dei movimenti ripetitivi che negli anni hanno condizionato il tono e la forma del viso.



Il tono muscolare viene così ritrovato, il contorno del viso meglio definito e le linee di espressione progressivamente contrastate.

Nei casi più severi l'uso del Liftbite durante il sonno per brevi periodi permette inoltre di consolidare e mantenere i risultati ottenuti.

Come agisce il Liftbite?

Il nostro viso è continuamente in attività e cambia progressivamente con il tempo.

Cosa accade con il passare del tempo?

- Minor rinnovo cellulare
- Minor tessuto elastico
- Minor spessore
- Minor nutrimento e drenaggio

L'aspetto del viso è legato a più fattori e tra questi la dinamica dei muscoli che si trovano al di sotto dell'epidermide costituisce un elemento molto importante.

La vita quotidiana con le sue difficoltà, lo stress a cui siamo troppo spesso sottoposti, condizionano il comportamento muscolare del nostro corpo e il viso in questo senso rappresenta una vera e propria carta assorbente.

Cosa accade a causa dello stress?

- Muscoli contratti e dolenti: cefalee limitazioni nei movimenti e torcicollo
- Circolazione ridotta nelle zone periferiche: ridotto nutrimento pallore e pelle "spenta"
- Ridotto drenaggio: gonfiori, borse e occhiaie

Con il passare del tempo, alcuni distretti muscolari facciali sollecitati in modo non corretto dentro a schemi comportamentali ripetitivi, perdono progressivamente tono, creando vuoti ed asimmetrie, mentre altre zone del viso troppo attive provocano piccoli rigonfiamenti e irregolarità.

Il risultato finale è che il viso cambia progressivamente perdendo bellezza, tono e armonia. Come accade con i muscoli del resto del nostro corpo, anche questa zona se ben allenata risponde recuperando tono.

Il sistema Liftbite **interviene sul viso e sul collo attraverso un programma di attivazione muscolare** personalizzato destinato a riattivare quei distretti muscolari che con il passare degli anni all'interno di schemi di attività ripetitivi, hanno perso tono, plasticità o distensione: in tempi brevi e in modo evidente le pieghe del viso si distendono, le asimmetrie ottengono compensazione, il profilo recupera tono, linearità e armonia.

La tecnica Liftbite funziona davvero?

L'opportunità di intervenire in un distretto delicato come il sistema cranio facciale con l'obiettivo di combattere gli effetti dell'invecchiamento fisiologico del viso o gli inestetismi su base muscolare trova supporto in due campi dell'esperienza clinica:

- gli effetti muscolari dell'inattività forzata e le possibilità di recupero funzionale e strutturale a seguito di una corretta fisioterapia rendono ragione delle potenzialità insite in un'attività muscolare corretta e bilanciata al fine di salvaguardare la struttura fisica nel suo insieme e contrastare le limitazioni funzionali, siano queste legate ad esiti traumatici o semplicemente conseguenza dell'avanzare dell'età;

- allo stesso modo l'importanza dell'assetto oclusale nella stabilità del tono muscolare facciale costituisce esperienza quotidiana negli studi dentistici, in particolare laddove si vadano ad affrontare riabilitazioni importanti con variazioni più o meno significative della dimensione verticale. Di rimando sempre più l'odontoiatria conservativa protesica e ortodontica si misurano con le implicazioni posturali e funzionali del sistema stomatognatico.

Il sistema Liftbite nasce da un'esperienza ventennale nell'ambito del trattamento dei **disordini craniomandibolari** e dalla consapevolezza maturata nel tempo dei risultati legati al riequilibrio gnatologico e al ripristino di un corretto rapporto tra mandibola e cranio.

Premesso ciò per rispondere alla domanda: *funziona davvero?* basta fare riferimento alla capacità di osservazione e all'esperienza comune.

1 - Un semplice esempio?

Pensiamo a quanto accade in qualsiasi palestra: quali sono le motivazioni che ci portano ad allenare i muscoli del nostro corpo? La piena consapevolezza che un buon lavoro muscolare modifica il fisico rendendolo bello oltre che efficiente.

L'unico dubbio che nasce a chi si iscrive in una palestra non è: funzionerà? Bensì: **avrò la costanza necessaria per raggiungere i risultati che desidero?**

Questo perché tutti sanno che un buon allenamento, per esempio degli addominali, consente di raggiungere buoni risultati. La classica 'pancetta', motivo di tanti crucci, con un buon allenamento non solo si riduce, ma può trasformarsi in un addome piatto e ben modellato. Basta eseguire esercizi appropriati per un tempo adeguato.

Se i muscoli del nostro corpo si possono plasmare, tanto da trasformare tronco, gambe, braccia in vere e proprie sculture, **perché questo non dovrebbe riguardare anche la muscolatura facciale?**

2 - Anche il viso può essere modellato e scolpito?

Anche su viso e collo attraverso un buon allenamento si ottengono risultati estetici e funzionali davvero sorprendenti.

L'utilizzo del Liftbite permette di amplificare gli effetti dei movimenti sui muscolari facciali, proprio come accade nel resto del corpo quando si utilizzano i pesi per potenziare la muscolatura di braccia, gambe, torace o addome.

I muscoli facciali sono numerosi e particolarmente raffinati.

L'essere umano infatti, grazie ai piccoli muscoli facciali, dispone di una mimica tanto ampia da costituire un esempio unico nel mondo animale per capacità espressiva e comunicativa.

Con il passare degli anni il movimento muscolare del viso, se non sollecitato, si riduce dentro schemi ripetitivi, che finiscono con il condizionare notevolmente sia l'aspetto del volto che la sua capacità espressiva.

Gli effetti che derivano da un corretto allenamento, non solo vedono la struttura del viso e del collo ringiovanire, ma coinvolgono anche la psiche e più in generale le funzioni cerebrali, sollecitate da nuovi stimoli e da una diversa capacità di controllo.

3 - Davvero anche la pelle migliora in modo evidente?

Nel momento in cui il muscolo riprende tono e volume, la cute ne segue la forma distendendosi. Questo fenomeno è verificabile nelle diverse zone del corpo: basta pensare a come recupera l'addome di una donna nei mesi successivi al parto.

Ma il volto in questo senso ha una marcia in più.

A differenza di quanto avviene nel resto del corpo, dove tra muscoli e cute si interpone il tessuto adiposo, **nel viso, strato profondo della cute, tessuto adiposo e muscolo creano un intreccio tale da far sì che la pelle si muova in strettissimo collegamento con i muscoli sottostanti.**

Questa particolarità consente ai muscoli facciali superficiali di svolgere la propria funzione espressiva.

Se la pelle non seguisse in modo così intimo il movimento muscolare, non potremmo comunicare con il volto: per esempio non potremmo mostrare evidente perplessità sollevando anche solo un sopracciglio...

Proprio la presenza di questa "rete" porta a **notevoli vantaggi estetici**, dal momento che una minima variazione del volume muscolare si accompagnerà direttamente alla distensione dell'epidermide del volto.



In conclusione

Il sistema Lifbite interviene valorizzando le proprietà di un sistema complesso, raffinato e potente, capace di raggiungere risultati rapidi, evidenti e duraturi dal punto di vista sia funzionale che estetico.